

# **SANOCLEAN**

## **SUPERFICI**

**IGIENIZZANTE  
MULTIUSO**



**SCHEDA TECNICA 28-11-2018**

**SANOCLEAN SUPERFICI** è una soluzione idroalcolica a base di perossido di idrogeno.

### **CARATTERISTICHE**

Il prodotto risponde a diversi requisiti ideali e tipici di un detergente ad azione sanificante: rapidità d'azione e praticità di applicazione.

### **PROPRIETA'**

Ma a cosa è dovuta questa sua azione?

Quando la soluzione entra in contatto con la superficie è in grado di liberare facilmente ossigeno gassoso.



Questo è il fenomeno che porta alla formazione delle tipiche bollicine che vediamo comparire quando mettiamo del perossido di idrogeno su materiale organico.

E' proprio questo fenomeno che indica che l'azione di sanificazione sta funzionando. Infatti, grazie ad un enzima, la catalasi, si verifica la scissione del perossido di idrogeno con liberazione di ossigeno.

L'azione sinergica del perossido d'idrogeno e dell'alcool, conferisce al prodotto proprietà sgrassanti, al punto che tale soluzione può essere utilizzata su qualsiasi superficie di bar, ristoranti, hotel e comunità in genere. Particolarmente consigliato per le cucine, mense, aree di lavorazioni degli alimenti ed industrie alimentari. Trova pratico impiego anche per applicazioni specifiche su piastrelle, ceramiche, mobili, tavoli, porte ed infissi.

### **MODALITA' D'USO**

Vaporizzare direttamente sull'area da trattare oppure su un panno pulito ed asciutto. Lasciare asciugare.

Il risciacquo non è necessario a meno che la superficie trattata non debba entrare a diretto contatto con alimenti.

### **INFORMAZIONI CHIMICO-FISICHE**

<b>ASPETTO</b>	<b>Soluzione limpida</b>
<b>ODORE</b>	<b>Caratteristico</b>
<b>PH TAL QUALE</b>	<b>3.0</b>

## COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono: Alcool etilico 9% p/p, Acqua Ossigenata 5% p/p, conservanti ed acqua depurata q. b. a ml 100.

Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni riguardanti la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.

## TIPI DI CONFEZIONE

<b>COD.ART</b>	<b>Imballo primario</b>	<b>Imballo secondario</b>
09LH0110	Flacone da 750 ml	6 flaconi con trigger

Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea Europea edizione corrente. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.

## USO PROFESSIONALE



Lombarda H S.r.l. Unipersonale - Amministrazione: Loc.Faustina - 20080 Albairate (MI) Tel. +39-02-94920509 Fax +39-02-94920515  
Cod. Fisc.e Num. Reg. Imprese di Mi 09734150155 - R.E.A. MI 1313132  
Sede legale: Via Volterra 9 - 20146 Milano - Cap.Soc. € 102.260,00 P.IVA IT09734150155  
Commerciale: Tel. +39-0532-978497 www.amedics.eu - commerciale@amedics.eu